

Техническое задание на медицинскую функциональную трех секционную кровать

№ п/п Описание требований	Наличие функции или величина параметра
1. Общие требования.	
1.Сертификат соответствия Госстандарта России	Наличие
2.Регистрационное свидетельство МЗ России	Наличие
2. Основные параметры.	
2.1Габаритные размеры кровати, включая кольца-бамперы (длина х ширина), мм, не более	2145*965
Высота кровати с учетом колес от пола до ложе , мм	от 420 до 810, изменяемая
Регулировка высоты кровати	Гидравлическая
2.2Каркас	Каркас кровати изготовлен из металлического профиля квадратного сечения 40*25,80*40,60*30,окрашен эпоксидным методом бактериостатической краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов и высушен в термическом туннеле при температуре 200°С
2.3Ложе	Ложе кровати - трехсекционное, спинная и ножная регулируемые секции и фиксированный сегмент (секция) между спинной и ножной секциями, с 4 соединительными элементами - размеры ложа,2000*850 мм (не более). - Плита основания – сталь с эпоксидным покрытием, легко моется и допускает все типы санобработки. Плита основания присоединяется к ложу кровати с помощью заклепок. - каркас ложа окрашен эпоксидным порошком и высушено в термическом туннеле при температуре 200°С
2.4Секции, не более	- размер спинной секции, 900*800мм (не более) - размер ножной секции, 900*710 мм (не более) - размер фиксированной секции 900*485 мм (не более) - наклон спинной секции не менее 75 градусов (не более)
2.5Торцы	- съемные - каркас торцев выполнен из стальной трубы в ввиде арки, имеет эпоксидное покрытие. - вставка выполнена из ламината прямоугольной формы, имеет отверстие для удобства перемещения кровати
2.6Колеса	Четыре самоориентирующихся колеса ф125мм (не более), с центральной тормозной системой и функцией направленного колеса (для прямолинейного движения кровати), колеса управляются одним рычагом расположенным на раме кровати (при горизонтальном положении рычага все колеса разблокированы, рычаг опущен

	вниз- все колеса заблокированы от поворота и разворота, рычаг поднят вверх – заблокировано от разворота правое переднее колесо и направлено по ходу кровати) На раме кровати, рядом с рычагом наклеены манипуляционные знаки, информирующие о состоянии колес при том или ином положении рычага.
2.7Регулировки	- регулировка спинной секции осуществляется при помощи газовых пружин, управляемых ручками с обеих сторон кровати 0 -60° - ножная секция регулируется при помощи газовых пружин, управляется рычагами с обеих сторон кровати 0 — 50°
	Тренделенбург 0 - 26 ° (пневмопружина)
	Анти-Тренделенбург 0 - 14°(пневмопружина)
Гарантия на весь комплекс	36 месяца
Документация на русском языке	Наличие