

Приложение № 3

Наименование работ на оказание услуг по сервисному обслуживанию оборудования ЦСО блока «А» МУЗ «Родильный дом № 1» г. Владимира

№ п/п	Наименование работ	Периодичность	Примечание
1.	Осмотр и контроль работы всех элементов установки	1 раз в квартал	
2.	Промывка фильтра грубой очистки: - гидравлическая; химическая.	1 раз в квартал	
3.	Диагностика насосной станции исходной воды.	1 раз в квартал	
4.	Диагностика фильтра обезжелезивания воды типа MGS-1054/268/740: - контроль настроек; - экспресс-анализ воды.	1 раз в квартал	
5.	Диагностика фильтра дехлорирования воды типа ACS-1054/263/740: - контроль настроек; - экспресс-анализ воды.	1 раз в квартал	
6.	Диагностика фильтра умягчения воды типа SFS-1354/255/964: - контроль настроек; - экспресс-анализ воды.	1 раз в квартал	
7.	Замена картриджей механической очистки на установке обратного осмоса типа УВОЙ-М-Ф-4040-2.	1 раз в квартал	
8.	Химическая регенерация мембранных элементов установки обратного осмоса типа УВОЙ-М-Ф-4040-2.	1 раз в квартал	
9.	Диагностика насосной станции раздачи воды умягченной	1 раз в квартал	
10.	Диагностика насосной станции раздачи воды очищенной	1 раз в квартал	
11.	Санитаризация емкости накопления воды умягченной	1 раз в квартал	
12.	Санитаризация емкости накопления воды очищенной с заменой фильтров дыхания 0.22 мкм.	1 раз в квартал	
13.	Поставка комплектующих в соответствии с пожеланиями заказчика		
14.	Аварийный выезд (не более 2-х раз за 10 месяцев) в течении 3-х дней		

2. Компрессор TKi 10

№ п/п	Операция обслуживания	Периодичность	Примечание
1.	-Проверять соответствие отображаемой на термометре температуры указанному на табличке значению; -Проверять чистоту радиатора; -Замена патрона масляного фильтра; -Натяжение ремня; -Проверка затяжки винтов электрического блока; -Проверка состояния гибкого шланга установки сброса конденсата; -Чистка радиатора; -Чистка механического фильтра установки сброса конденсата; -Чистка воздухомасляного радиатора; -Чистка пылезащитного фильтра предварительной очистки; -Тепловое испытание двигателя; -Тепловое испытание масла;	1 раз в квартал	

3. Моечно-дезинфекционная машина STEELCO DS 600

№ п/п	Операция обслуживания	Периодичность	Примечание
1.	Чистка нагревательного элемента	1 раз в квартал	
2.	Осмотр и чистка дозирующих насосов	1 раз в квартал	
3.	Чистка и замена мембран электромагнитных клапанов	1 раз в квартал	
4.	Чистка датчика термостата	1 раз в квартал	
5.	Замена трубки внутри дозирующего насоса	1 раз в квартал	

4. Формальдегидный стерилизатор *MATACHANA 130LF*

№ п/п	Операция обслуживания	Периодичность	Примечание
1.	Осмотр и техобслуживание всего устройства	1 раз в квартал	
2.	Замена фильтра для раствора формальдегида	1 раз в квартал	
3.	Замена вентиляционного фильтра	1 раз в квартал	
4.	Замена стерильного фильтра для деионизированной воды	1 раз в квартал	
5.	Замена пластинки для защиты от известкового налета	1 раз в месяц	
6.	Осмотр на предмет безопасности всех узлов	1 раз в квартал	

5. Паровой стерилизатор *MATACHANA S1006 E2*

№ п/п	Операция обслуживания	Периодичность	Примечание
1.	Проверка источников подачи (вода, воздух, пар), очистка фильтров подачи воды, воздуха, дренажа. Смазка направляющих двери, защитного устройства блокировки двери.	1 раз в квартал	
2.	Очистка системы продувки пара, продувки кожуха, резервуара для воды. Настройка давления в подающих магистралях (вода, воздух, пар).	1 раз в квартал	
3.	Проверка термостата, термометра, манометра	1 раз в квартал	
4.	Очистка корпусов и уплотнителей предохранительных клапанов	1 раз в квартал	
5.	Калибровка предохранительных клапанов	1 раз в квартал	
6.	Очистка корпусов и уплотнителей пневматических клапанов	1 раз в квартал	
7.	Замена резервной аккумуляторной батареи центрального процессора. Замена стерильного воздушного фильтра	1 раз в квартал	
8.	Проверка правильности прохождения циклов работы	1 раз в квартал	